



Rapporto di miscelazione	20-21 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale - Meccanico	60" / 30"
Tempo di lavorazione	9'
Tempo di presa finale (Vicat)	13'
Tempo di rimozione Modello	45'
Espansione di indurimento (2 h)	< 0.08%
Resistenza alla Compressione (1 h)	> 45 MPa

Altamente tissotropico, offre una dettagliata riproduzione di ogni più piccolo particolare, un'alta resistenza all'abrasione e una bassa espansione. Caratteristiche che rendono il **CARVER ROCK** un indispensabile alleato per la realizzazione di qualsiasi tipologia di modelli e monconi per protesi fissa, parziale e totale.

CODICE	CONFEZIONAMENTO
DGR20 GB/BG	Fusto rettangolare in plastica kg 20
DGRC10 GB/BG	Scatola kg 10=10 buste da 1kg
DGR5 GB/BG	Fusto conico in plastica kg 5

Colori STANDARD: **GB**= Marrone dorato **BG**= Grigio azzurro

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta.



www.regeco.it
+39 0131 217398