



Rapporto di miscelazione	27-28 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale - Meccanico	60" / 30"
Tempo di lavorazione	7'
Tempo di presa finale (Vicat)	9'
Tempo di rimozione Modello	35'
Espansione di indurimento (2 h)	< 0.18%
Resistenza alla Compressione (1 h)	> 30 MPa

Gesso duro di classe III di ottima qualità, presenta superfici lisce, compatte ed un'efficace resistenza.

FULLROCK è ideale per la realizzazione di tutti i modelli in genere ed in particolare per quelli di protesi totali e parziali.

CODICE	CONFEZIONAMENTO
DGFS25 YE/BL/PK/WT	Sacco carta bianco kg 25
DGF20 YE/BL/PK/WT	Fusto rettangolare in plastica kg 20
DGF25 YE/BL/PK/WT	Fusto conico in plastica kg 25

Colori STANDARD: **YE**= Giallo **BL**= Azzurro **PK**= Rosa **WT**= Bianco naturale

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta.