



Rapporto di miscelazione	20-21 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale - Meccanico	60" / 30"
Tempo di lavorazione	9'
Tempo di presa finale (Vicat)	13'
Tempo di rimozione Modello	45'
Espansione di indurimento (2 h)	< 0.10%
Resistenza alla Compressione (1 h)	> 40 MPa

Gesso Speciale Scansionabile extra duro di classe IV, additivato con resine sintetiche che conferiscono ottima lavorabilità.

**TECHNO ROCK** non si scheggia ed è indicato per l'ottenimento di modelli per protesi fissa, implantare e per tutti i modelli sottoposti alla lettura di uno scanner.

CODICE	CONFEZIONAMENTO
<b>DGN20 RY/BG</b>	Fusto rettangolare in plastica kg 20
<b>DGNC10 RY/BG</b>	Scatola kg 10=10 buste da 1kg
<b>DGN5 RY/BG</b>	Fusto conico in plastica kg 5

Colori STANDARD: RY=Avorio GB= Marrone dorato

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta.



[www.regeco.it](http://www.regeco.it)  
+39 0131 217398