



Rapporto di miscelazione	32-33 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale - Meccanico	30'' / ---
Tempo di lavorazione	2'
Tempo di presa finale (Vicat)	4'
Tempo di rimozione Modello	35'
Espansione di indurimento (2 h)	< 0.08%
Resistenza alla Compressione (1 h)	> 18 MPa

Ridottissima espansione, ottima lavorabilità ed un tempo di presa ottimale, sono le caratteristiche che rendono **FAST ROCK** il gesso ideale per relazionare e fissare i modelli in articolatore.

CODICE	CONFEZIONAMENTO
DGT20 WT	Fusto rettangolare in plastica kg 20
DGT25 WT	Fusto conico in plastica kg 25

Colori STANDARD: **WT**= Bianco naturale

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta